

Doppler

Wasserdichter US-Doppler Sonicaid™ONE



Sonicaid™ONE ermittelt die fetale Herzfrequenz schnell und einfach von der frühen Schwangerschaft bis zur Entbindung. Leistung und Zuverlässigkeit von Sonicaid™ONE geben Hebamme und Mutter Sicherheit bei der Fetalüberwachung.

Leistungsmerkmale

- Gewicht: 230 g
- Größe: 128 mm x 68 mm x 38 mm
- mit fest installierter, wasserdichter 2 MHz-Sonde
- Anzeige für fetale Herzfrequenz
- integrierte Sondenhalterung
- klare akustische Wiedergabe der fetalen Herzfrequenz
- Bereich: 50 - 210 bpm
- Mittelwertbildung: 3 - 5 Schläge
- Kopfhörer anschließbar
- Lautstärkenregler
- Rauschunterdrückung
- Batteriebetrieb (Mignon AA)
- automatische Abschaltung nach 5 Minuten
- CE-Zeichen

Standardzubehör:

- 1 Gerätetasche
- 1 Tube US-Gel
- 1 Batterie
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Schwangerschaftsscheibe
- 1 Stift
- 2 Jahre Garantie

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
10085	389,00 €

Schwangerschaftsscheibe HNE



Graviditätsscheibe

zur Schwangerschaftsberechnung
(Ermittlung des Geburtstermins)

Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
10710	ø ca. 13 cm	3,85 €