

Doppler

Econet Ultraschall Doppler BT 200 Hi-bebe



Der fetale Ultraschall Doppler BT 200 ist ein kleiner und leichter Doppler zur schnellen und zuverlässigen Ableitung der fetalen Herzfrequenz.

Die Anzeige erfolgt alphanumerisch und durch ein blinkendes Herz im gut ablesbaren Display. Das Herz blinkt mit jedem Herzschlag auf.

Einsetzbar ist der BT 200 ab der 16. Schwangerschaftswoche. Die US-Sonde kann nicht unter Wasser eingesetzt werden.

Technische Daten:

Größe (LxBxT): ca. 150 x 60 x 35 mm
Gewicht: ca. 320 g incl. Batterie
Intensität: < 10 mW/cm²
Anzeige: 50 - 240 bpm
Genauigkeit: +/- 2%
Batterien: 2 x 1,5V AA-Alkaline Mignon

- Kabel ca. 1,5 m
- Kopfhöreranschluss
- Stufenlose Lautstärkenregelung
- Leistung: 2 MHz
- hohe Sensibilität
- ergonomisches Design
- großes Display
- Batteriestandsanzeige

Standardzubehör:

1 Gerätetasche
1 Tube US-Gel
2 Batterien
1 Bedienungsanleitung
2 Jahre Garantie

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
9623	179,00 €

Econet Ultraschall Doppler BT 200 WP Hi-bebe



mit fest installierter wasserdichter 2 MHz Sonde.

Der fetale Ultraschall Doppler BT 200 WP ist ein kleiner und leichter Doppler zur schnellen und zuverlässigen Ableitung der fetalen Herzfrequenz. Die Anzeige erfolgt alphanumerisch und durch ein blinkendes Herz im gut ablesbaren Display. Das Herz blinkt mit jedem Herzschlag auf. Einsetzbar ist der BT 200 WP ab der 16. Schwangerschaftswoche.

Leistungsmerkmale:

- siehe BT 200 Hi-bebe

Standardzubehör:

1 Gerätetasche
1 Tube US-Gel
2 Batterien
1 Bedienungsanleitung
2 Jahre Garantie

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
11320	199,00 €