

CTG-Geräte

Baby Dopplex® 3002 SINGLE



Der externe Fetalmonitor Baby Dopplex 3002 ermöglicht mit seinen TOCO- und Ultraschallsonden die präzise Ableitung und Aufzeichnung der fetalen Herzfrequenz, der Wehentätigkeit und der fetalen Kindsbewegung.

Das funktional erweiterte Modell Baby Dopplex 3002 verfügt standardmäßig über eine integrierte Zwillingsfunktion (zum Zwillingsbetrieb ist jedoch eine zusätzliche US-Sonde notwendig). Im Zwillingsbetrieb verhindert eine interne Überprüfung der FHR das gleichzeitige Beschallen des selben Feten. Die Dokumentation erfolgt auf DIN A4-Papier und ermöglicht somit den Ausdruck beider FHR-Kurven in separaten Koordinationssystemen nebeneinander.

Das Gerät ist leicht und intuitiv zu bedienen. Das kompakte Gehäuse passt ideal in eine Laptop Tasche.

Leistungsmerkmale:

- Gewicht 3,5 kg
- Größe B x T x H 380 x 250 x 93 mm
- antepartum CTG-Gerät mit integriertem Thermodrucker zur Ableitung der fetalen Herzfrequenz
- Dokumentation auf DIN A4-Papier zum Ausdrucken beider FHR-Kurven in separaten Koordinatensystemen nebeneinander (bei Gemini Funkt.)
- Toko- und Ultraschallsonden ermöglichen eine präzise Ableitung und Aufzeichnung der fetalen Herzfrequenz, der Wehentätigkeit und der fetalen Kindsbewegung
- Handschalter zur Ereignismarkierung
- übersichtliches Bedienfeld mit Datendisplay
- Lautstärkenregler

Standardzubehör:

- 1 US- und 1 TOCO-Sonde
- Gurte, Papier, Gel, Ereignismarker
- 2ter Sondereingang für US-Sonde
- Netzkabel
- Handbuch
- 3 Jahre Garantie

Optional:

- Gerätewagen
- Wandhalterung
- 2te US-Sonde

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
9626	2.790,00 €

Leasingangebot auf Anfrage !

Zubehör


BD 3000; BD 3002; BD 4000 XS



TARGUS Notepad Plus
Die multifunktionale Tasche mit Platz für das CTG und Zubehör, sowie weitere Accessoires.



Tragetasche
gepolsterte Tasche zur Aufnahme des CTG-Geräts und des Zubehörs



Wandhalterung
incl. Papierauffangvorrichtung




CTG-Papier
- 150 Blatt
- 151 x 150 mm



CTG-Papier DOKUMENTENECHT
- 150 Blatt
- 151 x 150 mm
- Architrace-Papier für 25 Jahre Archivierung



CTG-Papier
- DIN A4
- bietet separate Darstellung der Zwillingskurven



Ultraschallsonde
- 1,5 Mhz
- zum Aufrüsten der Zwillingsfunktion



Beurteilungsschablone

Best.-Nr.	Position	Preis zzgl. MwSt.
9212	1	82,00 €
7364	2	157,00 €
7596	3	108,00 €
7408	4	6,05 €
11355	5	9,90 €
5009	6	8,90 €
9914	7	465,00 €
6956	8	31,00 €