

Hebammenbewertungen:

"Das Baby-Dopplex CTG-Gerät hat sich in der Praxis als sehr gutes Gerät bewiesen. Wir setzen es in der Schwangerenvorsorge, zu Hausbesuchen und für Geburten ein. Es ist leicht, gut tragbar (und trotzdem stabil), einfach zu bedienen, und übersichtlich. Selbst bei Kindern, die sich viel bewegen, ist eine Aufzeichnung möglich. Das hat uns überzeugt!"

*Lisa Stangl und Bianka Stockner
(freiberufliche Hebammen)*

"Wir arbeiten seit 2 Jahren mit dem Baby-Dopplex von HNE. Das Gerät wird bei Hausbesuchen in der Vorsorge und bei Praxis-Terminen gleichermaßen verwendet. Es unterstützt mit seiner Handlichkeit und übersichtlichen Bedienung die Arbeit der Hebamme. Durch sein geringes Gewicht und sein unaufdringliches, ansprechendes Äußeres, kommt es - wenn nötig - auch bei Hausgeburten zum Einsatz.

Wir hatten noch keinerlei Geräteausfall oder Reparaturen zu bemängeln. Für unsere Arbeit in der Praxis und zu Hause ist es sehr geeignet."
Geburtshaus Mayenrain, Merzhausen

Baby Dopplex® 4000XS



Leistungsmerkmale:

- Gewicht von 3,5 kg
- externes CTG inkl. FMP-Funktion (Erfassung der Kindsbewegung)
- Alarmfunktion für Tachykardie, Bradykardie und schwaches CTG Signal
- TOCO- und Ultraschallsonden ermöglichen die präzise Ableitung und Aufzeichnung der fetalen Herzfrequenz, der Wehentätigkeit und der fetalen Kindsbewegung
- integrierte Zwillingsfunktion (zum Zwillingsbetrieb ist eine zusätzliche US-Sonde notwendig)
- Darstellung der Herzfrequenzkurven erfolgt übersichtlich in separatem Koordinatensystem (gegenseitige Beeinflussung der Kurven ist somit unmöglich)
- Anschlussmöglichkeit an Kreißsaalvernetzung
- Filterfunktion zur verbesserten FHF Darstellung
- Unterstützt externe Vital Sign Monitore zur Erfassung der Maternen Vitalfunktionen
- Patientenmarker
- klinischer Ereignismarker mit Beschriftungsfunktion

Standardzubehör:

- 1 US- und 1 TOCO-Sonde
- Gurte, Papier, Gel, Ereignismarker
- 2ter Sondereingang für US-Sonde
- Netzkabel
- Handbuch
- 3 Jahre Garantie

Optional:

- Modul zur intrauterinen Druckmessung, Scalpclipableitung (FEKG)
- Fetalsoftware
- 2te US-Sonde
- Wandhalterung
- Gerätewagen

Zubehör

BD 4000 XS

- 1 **Ultraschallsonde**
- 1,5 Mhz
- zum Aufrüsten der Zwillingsfunktion

- 2 **Fetal Care Viewer 51602 Einzelplatzversion**

Fetalsoftware zur papierlosen Darstellung und Archivierung von CTG-Untersuchungsergebnissen.
Lauffähig auf WIN 2000, WIN XP.



Best.-Nr.	Position	Preis zzgl. MwSt.
9914	1	465,00 €
9978	2	1.590,00 €

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
6093	3.490,00 €

Leasingangebot auf Anfrage !