

## Info: Leasing

Leasing bedeutet ganz allgemein, dass der Leasingnehmer (z.B. eine Hebamme) ein Investitionsgut (z.B. ein CTG-Gerät) für eine bestimmte Zeit vom Leasinggeber mietet.

Als Gegenleistung zahlt (in unserem Fall) die Hebamme monatlich Leasingraten, die individuell berechnet werden. So kann die Hebamme diese Finanzierungsform nutzen, um zum einen keine große Geldsumme auf einmal investieren zu müssen und zum anderen könnte es für Sie steuerlich sinnvoll sein.

Hat die Hebamme dann, meist nach 36 Monaten, alle Leasingraten bezahlt, wird ein Restwert (um die 10% vom Kaufpreis) fällig, damit das Gerät in Ihr Eigentum übergeht.

Der Leasinggeber ist in der Regel eine Partnerfirma des Verkäufers, die sich auf Leasinggeschäfte spezialisiert hat und die Verträge abwickelt.

Sie legt fest, welche Zinssätze für die Raten gelten und wie hoch der Prozentsatz für den Restwert ist. Da diese Sätze, wie bei Bankzinsen auch, variieren können, ist es sinnvoll immer ein separates aktuelles Leasingangebot anzufordern.

## Zubehör Corometrics:

1



Tragetasche  
Innenmaße:  
(BxTxH) 44 x 18 x 28 cm

2



CTG-Papier  
- 160 Blatt  
- 152 x 90 mm

Best.-Nr.	Position	Preis zzgl. MwSt.
10779	1	82,00 €
9476	2	6,25 €

## Corometrics® Serie 170



GE Medical Systems Company



Die eleganten, kompakten und leichten Antepartum-Monitore zur Messung fetaler Herz- und der Uterusaktivität zeichnen sich durch ihre hohe Qualität aus, für die Corometrics bekannt ist. Der spritzwasser-geschützte Nautilus 9-Kristall-Ultraschallwandler sorgt für eine einfache und schnelle Ermittlung der fetalen Herzfrequenz. Die spritzwassergeschützten Nautilus Tokotransducer bieten ein flaches, handliches Design und ermöglichen eine zuverlässige Registrierung der Uterusaktivität.

### Leistungsmerkmale:

- tragbares antepartum Single-CTG-Gerät mit integriertem Thermodrucker
- Ultraschall-Ableitung mit spritzwassergeschützten NAUTILUS 9- Kristall-Aufnehmern
- Externe Wehenableitung mit spritzwassergeschütztem NAUTILUS Tokowandler
- Frei wählbare Alarmierung der fetalen HR (Bradykardie, Tachykardie)
- Große Farb-LED zur Darstellung aller gemessenen Parameter
- Dokumentation der gemessenen Parameter sowohl als Kurve als auch alphanumerisch
- Größe: L 42 x T 22 x H 15 cm
- Gewicht: 3,60 kg

### Standardzubehör:

- 1 US-Sonde
- 1 TOCO-Sonde
- Gurte, Papier, Ereignismarker
- Gel
- Netzkabel, Bedienungsanleitung/Kurzanleitung
- RS 232-Schnittstelle
- Telemetrie- sowie Analog-Schnittstellen
- 2 Jahre Garantie

### Optionen:

- fetale Bewegungen KCTG (FMD) aus US-Signal ableitbar
- Geminiableitung (nur Modell 172/174), versetzte Schreibweise der zweiten US-Kurve „off set“ bei Bedarf wählbar
- „Babywecker“ für Weckversuche
- Gerätewagen / Wandhalterung
- Fetaler Akustikstimulator, Detektionsalgorithmus für fet. Bewegungen
- Telemetrie

Best.-Nr.	Modell	Preis zzgl. MwSt.
9475	171 NBT Single ohne Kineto	2.990,00 €
8770	171 RBT Single mit Kineto	3.090,00 €
10506	172 NBT Gemini ohne Kineto	3.490,00 €
10505	172 RBT Gemini mit Kineto	3.590,00 €

**Leasingangebot auf Anfrage !**