

Exklusiv

Info: Gebrauchtgeräte

Viele Hebammen interessieren sich für gebrauchte CTG-Geräte und Doppler, da diese oft viel günstiger als Neugeräte angeboten werden. Wir versuchen ständig eine kleine Anzahl an Gebrauchtgeräten für Sie zur Verfügung zu halten. Das Kontingent an diesen Geräten ändert sich jedoch schnell, da die Nachfrage sehr hoch ist. Sollten Sie Interesse an diesen Geräten haben, bitten wir Sie diese separat telefonisch anzufragen, um die aktuellste Information zu erhalten.

Wir lassen alle Gebrauchtgeräte, die wir verkaufen, sorgfältig von unserer Technik kontrollieren und wenn es sein muss nachbessern, damit Sie mit ihnen noch lange arbeiten können und übernehmen ein halbes Jahr Garantie. Selbst nach der Garantiezeit halten wir noch lange Zeit Ersatzteile für Ihre Geräte bereit, falls doch mal eine Reparatur anfallen sollte und führen diese natürlich zu Hebammenfreundlichen Preisen durch.

Sollten Sie selbst ein Gebrauchtgerät verkaufen wollen, sind wir für eine Inzahlungnahme jeder Zeit offen und unterbreiten Ihnen gerne ein attraktives Angebot.

Info: Vorführgeräte

Von einigen CTG-Modellen aus unserem Programm können wir Ihnen von Zeit zu Zeit Vorführgeräte zu einem günstigeren Preis anbieten. Diese Vorführgeräte sind im Grunde neu und haben die volle Garantiezeit, waren allerdings schon für kurze Zeit im Einsatz, z. B. zur Vorführung bei einer Messe, zur kurzen Erprobung oder zur Reparatur-Überbrückung bei Kunden. Sollten Sie Interesse an diesen Geräten haben, fragen Sie bei uns die aktuelle Kapazität an.

Außerdem können wir auch CTG-Geräte der günstigeren Preisklasse zur Demonstration für einige Tage an Sie senden, wenn Sie ein Gerät gerne selbst ausprobieren und sich von dessen Qualität überzeugen möchten.

Sprechen Sie uns doch einfach an!

Fetal-Monitor **BFM 900 (Insight)** medical ECONET

- CTG-Gerät mit 7" Wide TFT Farb-LCD Bildschirm (480 x 234 Pixel)
- Anzeige der FHR- und Toco-Kurve in Echtzeit
- separate Aufzeichnung der Kindsbewegung
- wasserdichte Toco- und Ultraschallsonden*
- Integrierte Zwillingsfunktion für die Geminiableitung (zur Freischaltung wird die 2. US-Sonde benötigt)
- Netz- oder Akkubetrieb (2 Stunden Akku-Laufzeit)
- Trend/ Speicher für 72 Stunden
- einstellbare Alarmgrenzen für Tachy- und Bradykardie (optischer u. akustischer Alarm)
- integrierter Thermodrucker mit einstellbarer Druckgeschwindigkeit (wahlweise 1, 2 oder 3 cm/min) und 3-stufigem Druckkontrast (Autodruck 10, 20, 30, 40, 50, 60 min)
- breiter Ausdruck auf Rollen 113 mm
- hohe Sensitivität, externe Uterus-Kontraktionsüberwachung

* HINWEIS:
Wasserableitung nur im Akkubetrieb !




Standardzubehör:

- 1 US- und 1 Toco-Sonde (wasserdicht) (bei Gemini 2 US-Sonden)
- 1 Akku (Li-Ionen Akku, 4400 mAh)
- 1 Ereignismarker, Gurte, Rollen Papier, Ultraschallgel, Netzkabel, Bedienungsanl.
- 2te Sondenbuchse für die Zwillingsableitung
- 2 Jahre Garantie



Sonden für Unterwasser-CTG's



Übersichtliches Display



Optional: Stativhalterung für BFM-900

Best.-Nr.	Modell	Preis zzgl. MwSt.
11535	BFM 900 Gemini	2.090,00 €
11508	BFM 900 Single	1.890,00 €

Zubehör **BFM 900 (Insight)**:

Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis zzgl. MwSt.
11582	CTG-Papier	6,50 €
11515	Tragetasche	89,00 €

[Leasingangebot auf Anfrage !](#)