

# CTG-Geräte

## Fetalmonitor **INSIGHT LITE**

medicalECONET

Kompakt und leicht,  
einfach zu bedienen  
und transportieren.



### Leistungsmerkmale:


- Gemini-Modell mit einer Ultraschallsonde
- Große 7-Segment LED Anzeige
- Hochempfindliche Sensoren mit 9 Kristallelementen und 2 MHz
- Separate Erfassung von Kindsbewegungen
- Thermodrucker (Breite: 114mm) mit variabler Druckeinstellung (10,20, oder 30mm/min)
- 360° sichtbare Alarm-Leuchte
- Größe: 21 x 19 x 19 cm
- Gewicht: 3,5 kg
- Netzbetrieb

### Standardzubehör:

- 1 US-Sonde; (2 US-Sonden bei Gemini-Gerät); 1 TOCO-Sonde
- Ereignismarker; CTG-Papier; Gel; Gurte; Bedienungsanleitung
- 2 Jahre Garantie

Best.-Nr.	Modell	Preis zzgl. MwSt.
11874	Fetalmonitor SINGLE	1.495,00 €
11875	Fetalmonitor GEMINI	1.695,00 €

## Zubehör *Insight lite:*



CTG-Papier  
Rolle  
113 mm x 30 m

Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis zzgl. MwSt.
11582	CTG-Papier	6,50 €
11901	TOCO-Sonde wasserdicht*	349,00 €
11903	US-Sonde wasserdicht*	349,00 €
11900	Ni-MH Akku Batterie**	79,00 €

\* HINWEIS: Wasserableitung nur im Akkubetrieb !

\*\* Bitte beachten Sie, das der Einbau werkseitig erfolgen muß !

## Fetalmonitor **BT-300**

medicalECONET

Der Fetal-Monitor BT-300 S/D zeichnet sich durch seine einfache Handhabung, kompakte Größe und geringes Gewicht aus, so dass es sich hervorragend zum Transport bei Hausbesuchen eignet.

Durch den gleichzeitigen Anschluss von 2 Ultraschall-Sonden ist der BT-300D zur Ableitung von Zwillingschwangerschaften geeignet, wobei die beiden US-Kurven übereinander aufgezeichnet werden.

Die 7-Kristall-Doppler-Ultraschalltechnologie sorgt mit dem Breitstrahlprofil für eine hohe Qualität der fetalen Herzfrequenzüberwachung.

Der Herzfrequenzalarm warnt den Anwender, wenn die definierten oberen oder unteren Fetalherzfrequenz - Messgrenzen über- / unterschritten werden. Integriert ist die Überwachung und Dokumentation von Kindsbewegungen (FM).

Das neue Modell BT 300S ist ausgestattet mit nur 1 Ultraschallsonde und verfügt über die Möglichkeit der vibroakustischen Stimulation zur Vermeidung silenter CTG's.

### Lieferumfang:

- BT-300 S: 1 US-Sonde; BT-300 D: 2 US-Sonden; TOCO-Sonde
- Ereignismarker; Papier; Tasche; Netzteil; Ultraschall-Gel; Gurte
- Benutzerhandbuch
- 2 Jahre Garantie

### Technische Daten:

Größe: HxBxT: 191 x 187 x 201 mm  
 Gewicht: ca. 5 kg  
 Ultraschallfrequenz: 1 MHz, Intensität  $\leq 10\text{mW/cm}^2$   
 Meßbereich FHR: 50-240 bpm  
 FHR Genauigkeit: +/- 2 %  
 Uterine Kontraktionen: 0-99 Einheiten

Best.-Nr.	Modell	Preis zzgl. MwSt.
9560	BT-300 D Gemini	1.790,00 €
9982	BT-300 S Single	1.590,00 €



## Tragetasche für BT-300 und *Insight lite*



kompakte, gepolsterte Tasche  
zum sicheren Transport

Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis zzgl. MwSt.
11515	Tragetasche	89,00 €

## Zubehör *BT-300:*



CTG-Papier  
Faltbuch  
130 mm x 30 m

Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis zzgl. MwSt.
9561	CTG-Papier	5,50 €
11046	Stimulationssonde BT-300 S (Babywecker)	349,00 €

**Leasingangebot auf Anfrage !**