

Zubehör Hängematten



Wir führen mittlerweile bzw. aufgrund der großen Nachfrage eine Vielzahl verschieden farbiger Hängematten. Deshalb finden Sie hierzu keine speziellen Abbildungen. Lassen Sie sich überraschen oder fragen Sie die aktuellen Muster separat bei uns an. Alle unsere Hängematten sind auf jedenfall bis 60°C waschbar, weiß auch bei 90°C.

Best.-Nr.	Farbe	Preis zzgl. MwSt.
mit Beinlöcher		
7499	weiß	15,50 €
10757	farbig	15,50 €
ohne Beinlöcher		
7471	weiß	15,50 €
5215	hellblau	15,50 €
10441	farbig	15,50 €

Elektronische Hängewaage Mod. MODUS CH 15 K 20

- stabiles Kunststoffgehäuse
- großes LCD Display, 11 mm
- Data-Hold-Funktion
- Tara Funktion
- Auto-Off Funktion (nach 3 min.)
- Batteriebetrieb (Blockbatterie 9V inkl.)
- integriertes Längenmaßband
- CE - Zeichen
- nicht eichpflichtiger Anwendungsbereich (die Waage entspricht nicht dem Medizinproduktegesetz [MPG])
- Garantie 12 Monate

Wägebereich: 0 - 15 kg
Zifferschritt: 20 g
Gewicht: ca. 250g
Abmessung: 90 x 30 x 18 mm (ohne Haken)



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
7442	58,00 €

Elektronische Baby-Hängewaage Mod. M 15610

- stabiles, silbereloxiertes Metallgehäuse
- großes LCD Display, 15mm
- automatische Nullstellung
- automatische Abschaltfunktion
- Tara Funktion
- Batteriebetrieb (2 Knopfzellen Typ 2032 inklusive)
- Anzeige geringer Batterieladepazität
- integrierter Längenmessstab
- CE - Zeichen
- nicht eichpflichtiger Anwendungsbereich

Wägebereich: 0 - 20 kg
Zifferschritt: 20 g
Gewicht: ca. 200g
Abmessung: 55 x 100 x 22 mm



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
4969	79,00 €

Elektronische Babywaage Soehnle 8320

Säuglings-/ und Kleinkinderwaage mit praktischer Klappfunktion und großem Ziffernbild sowie integriertem Tragegriff. Selbst bei sehr unruhiger Lage des Kindes garantiert die Achtpunkt-Verwiegung stets eine exakte Gewichtsermittlung.

Wägebereich: 0 - 15 kg
Zifferschritt: 10 g bis 15 kg
Funktionen: TARA, HOLD
Gewicht: ca. 1900g
Abmessung: 375 x 315 x 105 mm (geschl.)
Batteriebetrieb: 2 Batterien 1,5V AA



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
11646	115,00 €