

Waagen

Elektronische Säuglingswaage seca lena 354

Elektronische Säuglings- und Kleinkinderwaage mit abnehmbarer Mulde und großem LCD-Display. Die feste Verbindung zwischen den beiden, voneinander lösbaren Elementen der Waage sorgt für absolute Sicherheit beim Anheben, sowie beim Transport der Waage. Mit nur einem Tastendruck lässt sich die Wiegemulde schnell und leicht von Ihrem Untergestell lösen. Mit Hilfe der Breast-Milk-Intake-Funktion kann einwandfrei überprüft werden, wie viel Milch beim Stillen aufgenommen wurde.



Wägebereich: 0 - 20 kg
Zifferschritt: 10 g bis 10 kg / 20 g bis 20 kg
Gewicht: 3 kg
Abmessung: 552 x 156 x 332 mm
Funktionen: TARA, HOLD, BMIF
Garantie: 2 Jahre

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
7394	99,00 €

NEU

Elektronische Säuglingswaage seca 834 -geeicht-

Seca Säuglingswaage Digital mit abnehmbarer Mulde

Wägebereich: 0 - 20 kg
Zifferschritt: 10 g bis 10 kg / 20 g bis 20 kg
Gewicht: 3 kg
Abmessung: 552 x 156 x 332 mm
Funktionen: TARA, HOLD, BMIF
Tragkraft: 20 kg
Batteriebetrieb
Eichklasse: IIII
Garantie: 2 Jahre



Eichklasse IIII
Zugelassen zur gewerblichen
Feststellung des Geburtsgewichtes

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
11314	209,00 €

Elektronische Säuglingswaage seca 336 -geeicht-

Diese eichfähige, batteriebetriebene Waage mit großer LCD-Anzeige verbindet innovative Technik mit platzsparender Bauweise. Sie lässt sich mit dem Messstab seca 232 problemlos aufrüsten. Inkl. Eichung.



Wägebereich: 0 - 15 kg
Zifferschritt: 10 g
Gewicht: 3,6 kg
Abmessung: 640 x 105 x 300 mm
Funktionen: TARA, HOLD, Netzbetrieb optional
Garantie: 2 Jahre

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
9542	660,00 €

Zubehör

Tragetasche -seca 414/428-



Eine robuste Hülle für die Säuglingswaagen seca 354/ 834 bzw. 336 sind diese Tragetaschen aus wasserabweisendem Nylon. Maßgefertigte Polster und verstärkte Seitenwände bieten optimalen Schutz und mit verstellbarem Tragegurt oder Griff erlaubt sie einen bequemen Transport.

Tragetasche -seca 413-



passend zu Säuglingswaage Modell 354 + 834 robuste Tasche aus wasserabweisendem Nylon mit verstellbarem Tragegurt. Ausser für die Waage findet sich in dieser Tasche auch Platz für andere Utensilien nach eigenem Bedarf

Best.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis zzgl. MwSt.
4632	Tasche 414 für 354/834	64x40x22 cm	39,00 €
4645	Tasche 428 für 336	66x33x11 cm	69,00 €
10971	Tasche 413 für 354/834	60x35x22 cm	29,00 €

Messstab -seca 232-



Messband -seca 201-



Messmatte -seca 210-



Messbereich
15-200 cm

Hautfreundlich, abwaschbar, faltbar
Messbereich: 10-99 cm
Teilung: 5 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis zzgl. MwSt.
9544	Messstab -seca 232-	119,00 €
9260	Messmatte -seca 210-	55,00 €
9968	Messband -seca 201-	5,00 €