

Schwestern-Stethoskop



Mit Flachkopf, Bruststück farbig.
Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe angeben.

Doppelkopfstethoskop - DUO -



Mit Flachkopf (45 mm) und Trichter (30 mm).

Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe angeben.

Säuglings-Stethoskop - Littman™ Classic II S.E. -



Original Littmann-Stethoskop mit Dual-Frequency-Membran. Einschlauchsystem mit Antikälteringen. Membran: 30 mm Trichter: 23 mm 3 Jahre Garantie

Doppelkopfstethoskop - Classic -



Für Säuglinge, aus Edelstahl, Membran 30 mm, Trichter 20 mm, mit 2 Paar Ersatzzohroliven (weich, hart), Farbe: schwarz

Holzrohr nach - PINARD -



bosotherm medical



Infrarot-Ohrthermometer
- sanfte, schnelle
Präzisionsmessung (1 Sek.)
- misst auch Oberflächen-temperaturen
- Alarmsignal bei Fieber
- incl. 20 Schutzhüllen.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis zzgl. MwSt.
3661	Schwestern-Stethoskop	5,40 €
3659	Doppelkopfst. - DUO -	10,50 €
9103	Säugl.-Stethoskop Littmann	79,00 €
7839	Doppelkopfst. - Classic -	29,00 €
7646	Holzrohr - 33 cm Länge	14,90 €
2556	Holzrohr - 17 cm Länge	6,90 €
260	bosotherm medical	25,80 €

Blutdruckmessgeräte CLINICUS II und MANUELL

2-Schlauch-Modell mit 60 mm Manometer inkl. Klettenmanschette und Reißverschluss-Etui Modell Manuell, wie Modell Clinicus II, aber mit Manometer aus Metall



Best.-Nr.	Modell	Preis zzgl. MwSt.
7371	boso Clinicus II blau	31,50 €
8995	boso Manuell schwarz	36,50 €

Blutdruckmessgerät boso K II

- 2-Schlauch-Modell, mit 60 mm Manometer
- das Manometer ist überdrucksicher
- korrosionsfreies Messwerk
- Gehäuse und Glashaltering aus schlagfestem Kunststoff gefertigt
- inkl. Klettenmanschette und RV-Etui



Best.-Nr.	Modell	Preis zzgl. MwSt.
10004	boso K II grau	27,90 €

Digitales Blutdruckmessgerät boso medicus uno

- einfache und sichere Einknopfbedienung
- schonendes Aufpumpen
- große 3-Werte-Anzeige
- letzte Messung wird autom. gespeichert
- Netzteil-Anschlussmöglichkeit
- mit Standard-Manschette, Batterien und Blutdruckpass



Best.-Nr.	Modell	Preis zzgl. MwSt.
6961	boso medicus uno	49,90 €

Ohr-Thermometer BRAUN ThermoScan - IRT 4520

Im Ohr kann die Körpertemperatur wesentlich präziser gemessen werden, als an anderen Körperstellen, da das Trommelfell und das Temperaturkontrollzentrum im Gehirn eine gemeinsame Blutversorgung haben. ThermoScan misst in nur 1 sek. mit Infrarot-Technik die Wärme, die vom Trommelfell und dem umliegenden Gewebe ausgestrahlt wird. Abschaltung automatisch nach 2 Minuten. Im Unterschied zum Vorgängermodell IRT 3520 ist die Meßspitze auf 37°C vorgewärmt, was das Abkühlen des Ohrkanals verhindert.



Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis zzgl. MwSt.
7132	ThermoScan IRT 4520	39,00 €
7133	Ersatztrichter (40 Stk.)	7,90 €
4754	Ersatztrichter (200 Stk.)	13,25 €

Digitale Fieberthermometer



1751
Digital mit Signal, wasserdicht



11272
Digital mit flexibler Spitze, wasserdicht, in Aufbewahrungshülle, flexible Spitze bis zu 45° biegsam, ideal für Kinder, Jumbodisplay, Signalton, automatische Abschaltung

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
1751	3,95 €
11272	5,70 €
11965	Schutzhüllen 100 St. 5,45 €