

Verbrauch

Schleimabsauger Mucex Extractor

Baby-Schleimabsauger, einzeln steril verpackt. Insbesondere für die Anwendung bei Neugeborenen geeignet. Auffangbehälter 45 ml, die Saugleistung wird durch Ansaugen über den Mund gesteuert.



Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
5384	CH 10	2,05 €

Schleimabsauger Mucus

Extractor mit Doppelkammer
1 Seite offen, 1 Seite Trichteransatz, nach internationalem Farbcode, einzeln steril verpackt



Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
10089	CH 10 schwarz	2,90 €

Absaugkatheter

Verpackungseinheit: 10 Stück
für Erwachsene, 53 cm lang, Trichter farbig, mit 2 seitlichen Augen, einzeln steril verpackt



Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
2761	CH 14 grün	3,25 €
5170	CH 16 organge	3,25 €

Frauen-Katheter

steril, Verpackungseinheit: 10 Stück
gerade, weiche geschlossene Spitze, ca. 18 cm lang, farbiger Trichteransatz



Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
2765	CH 10 schwarz	2,70 €
2768	CH 12 weiß	2,70 €
5846	CH 14 grün	2,70 €

Darmrohre

steril; Verpackungseinheit: 15 Stück
gerade, geschlossene Spitze, 2 seitliche Augen, 40 cm lang



Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
4627	CH 25 blau	5,90 €
1293	CH 28 grün	5,90 €
4630	CH 30 grau	5,90 €

AMNICOT Fruchtblasensprenger

Einzeln steril verpackt. Universalgröße. Dieses Hilfsmittel besteht aus einem Latexfingerling mit einem eingearbeiteten Schneidhaken. Er wird über den Handschuh auf den Mittelfinger gestreift. Es wird nur der Finger und kein anderes Instrument durch die Cervix eingeführt. Es kann exakt abgetastet werden, wo die Fruchtblase zu öffnen ist. Durch die Beweglichkeit des Fingers kann die Hebamme schnell und weitgehend schmerzfrei vorgehen.



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
8611	2,90 €

AMNIHOOK Fruchtblasensprenger


Gefahrloses Einführen dank abgerundetem Köpfcchen und geschütztem Perforator. Rutschfester Griff durch Vertiefungen. Der gerade, 26,7 cm lange Schaft, ermöglicht einen leichten Zugang zur Fruchtblase. Einzeln, steril verpackt.



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
10371	2,85 €

Traxit Axillares Spezialthermometer

Verpackungseinheit: 10 Stück



risikoloses, kontinuierliches Fiebermessen

- das erste selbsthaftende Präzisionsfieberthermometer
- die neueste Thermometergeneration mit direkt messenden Thermiodioden. Diese Dioden reagieren spezifisch auf eine bestimmte Temperatur. Bei Erreichen der Temperatur erfolgt ein Farbumschlag von grün in schwarz. Die aktuelle Temperatur ist jederzeit ablesbar. Die Präzision von $\pm 0,1\text{C}^\circ$ über den gesamten Messbereich erfüllt die höchste Norm nach ASTM, DIN, EN.
- einfach in die Achselhöhle geklebt, bleibt es für die Dauer des Fiebers aufgeklebt. Nach ca. 2 Minuten erfolgt der Farbumschlag der Thermiodioden, dann wird zum ersten mal abgelesen. Bei jeder weiteren Fieberkontrolle Arm anheben und auf der Punktmatrix die aktuelle Temperatur ablesen.
- frei von giftigen Stoffen, eine Hautreizung entsteht nicht. Der Kleber löst keine allergische Reaktion aus und kann mehrere Tage aufgeklebt bleiben. Hierdurch wird bei Säuglingen, Babys und Kleinkindern die Fieberkontrolle wesentlich vereinfacht.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
11053	8,75 €

Irrigator aus Kunststoff



Max. Fassungsvermögen = 1 l
Kompl. mit Gummischlauch (ca. 120 cm), Absperrhahn sowie Mutterrohr und Klistierspitze zum Abschrauben. Hygienisch, da auskochbar

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
3374	8,90 €