

## Helix Pulver



Desinfizierendes Reinigungspulver zur Aufbereitung von Instrumenten.

- geeignet für Metall, Glas und Keramik
- wirkt gegen Bakterien und Pilze
- einfach in der Anwendung durch ausgezeichnete Wasserlöslichkeit

Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis zzgl. MwSt.
0028	Packung 2000 g	30,45 €

## Instrumentenwanne



1 Liter, inkl. Siebkorb und Klarsichtdeckel

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
10402	23,60 €

## ÖLSPRAY Instrumentenpflege



Ideal zur Pflege und schonenden Behandlung chirurgischer Instrumente. Wirksamer Korrosionsschutz, beste Scharnierschmierwirkung. Dampf- und Heißluftsterilisation bis 200°C. Instrumente im gereinigten Zustand aus ca. 20-30 cm Entfernung einsprühen. Ein dünner Film ist vollkommen ausreichend.

**Inhalt:**  
flüssiges Paraffin (reinst), FCKW-frei.  
400 ml Sprühflasche

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
1423	6,05 €

## Meliseptol® Flächen-Sprüh-Desinfektion

- gebrauchsfertige alkoholische Sprühdesinfektion
- wirkt gg. Bakterien, inkl. TbB, Pilze und lipophile Viren, wie HBV / HIV, Rota- und Adenoviren
- treibgasfreie Handsprühflaschen ermöglichen einfaches Einsprühen auch an schwer zugänglichen Stellen
- wirtschaftlich durch Umfüllen aus 5 l-Kanister
- kurze Einwirkzeit von 5 Minuten



Best.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis zzgl. MwSt.
5581	Sprühflasche	250 ml	4,50 €
1416	Flasche	1000 ml	7,90 €
1417	Kanister	5000 ml	31,90 €
1420	Sprühkopf -rot- für 1-ltr.-Flasche		3,30 €

## Quartamon® Med Flächenwischdesinfektion u. Reinigung

Präparate-Typ

Flüssiges Desinfektionskonzentrat auf Basis quaternärer Ammoniumverbindungen.

Anwendungsgebiete

Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und von Flächen aller Art in allen Praxis- und Krankenhausbereichen.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Quartamon® Med wirkt gegen Bakterien, Pilze, lipophile Viren (z. B. Herpes simplex-, Papova-, Hepatitis-B-Viren, HIV)



Best.-Nr.	Inhalt	Preis zzgl. MwSt.
1895	2000 ml	28,90 €
6033	5000 ml	58,40 €

## Gigasept® Instru AF

### Instrumentendesinfektion und -reinigung

Präparate-Typ

Gigasept® Instru AF ist ein aldehydfreies, kombiniertes Desinfektions- und Reinigungskonzentrat.

Anwendungsgebiete

Für die manuelle, desinfizierende Vorreinigung und manuelle Desinfektion von thermostabilem Instrumentarium aller Art.



Best.-Nr.	Inhalt	Preis zzgl. MwSt.
10668	100 ml	4,35 €
7130	2000 ml	43,50 €

## HELIPUR® Instrumentendesinfektion und -reinigung

Präparate-Typ

Helipur® ist ein kombiniertes Desinfektions- und Reinigungskonzentrat.

Anwendungsgebiete

Für die manuelle, desinfizierende Vorreinigung und manuelle Desinfektion von thermostabilem Instrumentarium, wie Glas, Keramik und Metall.



Best.-Nr.	Inhalt	Preis zzgl. MwSt.
0021	1000 ml	12,50 €
0022	5000 ml	52,50 €

**Zur Info:** Die Präparate Gigasept Instru AF und Helipur vereinigen die Desinfektion und Reinigung von Instrumenten in nur einem Arbeitsgang: kontaminierte Instrumente werden direkt in die Gebrauchslösung eingelegt, manuelle Vor- und Nachreinigung ist nicht erforderlich.