



Zur INFO:

Vor der Sterilisation Instrumente mit geeigneten Spezialpräparaten reinigen und desinfizieren (Gefahr von Fleckenbildung, Rost oder Beschädigungen!). Dies gilt auch für neue Instrumente. Geeignete Reinigungs- und Desinfektionsmittel finden Sie in unserem Katalog auf den Seiten 29-31.

Danach die Instrumente mit Aqua Dest oder entmineralisiertem Wasser gründlich abspülen. Die gereinigten Instrumente mit einem weichen Tuch gründlich abtrocknen. Instrumente mit beweglichen Teilen (Scheren, Klemmen, etc.) mit Instrumentenspray auf Pa raffin-Basis behandeln.

Sterilisieren Sie bitte nur Instrumente, die nicht beschädigt oder fleckig sind. Grundsätzlich gilt: Neue Instrumente sind, wie bereits benutzte/gebrauchte zu behandeln.

1 ZEPF Kornzange

- gerade
- nach Gross-Maier

Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
7502	20,0 cm	19,90 €

2 ZEPF Verbandschere

- nach Lister

Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
7715	18 cm	17,30 €

3 ZEPF Hautklammerentferner

- nach Collin

Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
10988	13 cm	29,90 €

4 ZEPF Ovarienzange / Uterusfasszange

- nach Kelly

Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
11378	32 cm	38,30 €

5 ZEPF Ovarienzange / Uterusfasszange

- nach Noto

Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
11239	27 cm	38,30 €

6 ZEPF Ovarienzange / Uterusfasszange

- nach Doyen

Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
10956	20 cm	35,90 €

7 Instrumentenbehälter

- mit Knopfdeckel
- aus Chromnickelstahl 10/18

Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
4409	160 x 100 x 30 mm	28,60 €
4411	180 x 120 x 50 mm	32,90 €
3288	200 x 100 x 50 mm	27,50 €
3289	220 x 150 x 50 mm	32,50 €
9110	260 x 150 x 50 mm	37,30 €

8 Instrumentenbehälter

- mit Verschluss
- aus rostfreiem Stahl

Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
7385	150 x 90 x 35 mm	37,00 €
7384	180 x 80 x 35 mm	47,00 €
9498	200 x 100 x 35 mm	52,00 €