

Epiglu® Wundkleber

der erste Ethyl-2-Cyanoacrylatwundkleber in der Tube für den schnellen Wundverschluss.
Mit 20 Feindosierpipetten + 2 Paletten

Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
7737	1 Tube à 3g	49,00 €



Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
11073	5 Dosetten à 0,3g	18,90 €

Hautklammerentferner

Leukoclip - 11 cm
Einzeln steril eingeschiegelt.



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
5175	26,50 €

Hautklammergerät

Leukoclip SD
Wiederverwendbarer Handgriff ohne Hautklammern

- einfacher, ressourcenschonender Einsatz durch wiederverwendbaren Handgriff (bis zu 100x resterilisierbar)
- funktionssichere Technik
- praxisgerechte Magazine mit unterschiedlichen Anzahlen von Klammern
- patentierte B-Klammer
- einfache Klammerentfernung mit Leukoclip SD-Klammerentferner
- Hautverschluss nach kleineren, mittleren und großen Inzisionen in allen operativen Disziplinen



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
5206	29,90 €

Hautklammern

Leukoclip Hautklammern
10 Magazine à 10 Hautklammern



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
5207	105,47 €

Vicryl

- Nadel-Faden-Kombination

- resorbierbar
- nach 21 Tagen 50% verbleibende Reißfestigkeit
- Materialresorbtion ca. 56-70 Tage
- minimale Gewebereaktion und Sägewirkung
- hohe Reißfestigkeit, sicherer Knotensitz
- Adaption von Weichgewebe und oder zur Ligatur
- für Hautnähte und Episiotomien, sowie bei Sectio



Ethicon Vicryl
violett V-34 V 518 G

Nadel V-34 1/2 Kreis Rundkörpernadeln (Spitze schneidend)
Fadenstärke 3,5 metric (0) USP; Fadenlänge 90 cm

Best.-Nr.	Inhalt	Preis zzgl. MwSt.
8402	Packung 12 Stück	132,70 €



Ethicon Vicryl
violett V 311 G

Nadel SH-1plus 1/2 Kreis Rundkörper Nadel
Fadenstärke 2,0 metric (3-0) USP; Fadenlänge 70 cm

Best.-Nr.	Inhalt	Preis zzgl. MwSt.
11925	Packung 12 Stück	74,70 €



Ethicon Vicryl
violett V 304 G

Nadel RB-1plus 1/2 Kreis Rundkörper Nadel
Fadenstärke 1,5 metric (4-0) USP; Fadenlänge 70 cm

Best.-Nr.	Inhalt	Preis zzgl. MwSt.
11927	Packung 12 Stück	74,70 €

Safil Quick

- Nadel-Faden-Kombination

- resorbierbar
- nach 7 Tagen 50% verbleibende Reißfestigkeit
- Materialresorbtion ca. 42 Tage
- Adaption von Weichgewebe, sowie in Anwendungsbereichen, in denen ein kurzzeitiges Erhalten der Festigkeit erforderlich und eine schnelle Resorbtion gewünscht ist
- für Hautnähte insbesondere Episiotomien



B.Braun Safil Quick
ungefärbt

Nadel HR-22 1/2 Kreis Rundkörper Nadel
Fadenstärke 3,0 metric (2-0) USP; Fadenlänge 70 cm

Best.-Nr.	Inhalt	Preis zzgl. MwSt.
5922	3 Dutzend	260,21 €

Zur Info:

Selbstverständlich führen wir noch weiteres Nahtmaterial.
(Andere Nadeln, kürzere, längere Fäden, verschiedene Fadenstärken...)
Sprechen Sie uns an, gerne beraten wir Sie dazu.