

Aerotreat-Sauerstoffgerät - MOBIL FAST 1



tragbares Sauerstoff-Gerät für die Pädiatrie ausgestattet mit einer 0,3 ltr. Sauerstoff-Flasche und AEROWay Fast 1 Druckminderer mit Inhalts- und Mengenmanometer für die Sauerstofffeindosierung von 0,0 - 1,0 l/min.

Lieferung incl. einer schwarzen Tragetasche, einer Sauerstoffmaske für Erwachsene und einem O₂-Schlauch und Druckminderer AEROWayFast I.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
11922	259,00 €

Aerotreat-Sauerstoffgerät - MOBIL FAST 15



tragbares Sauerstoff-Gerät ausgestattet mit einer 0,3 ltr. Sauerstoff-Flasche und AEROWay Fast 15 Druckminderer mit Inhalts- und Mengenmanometer für die Sauerstoffdosierung von 0,0 - 15,0 l/min.

Lieferung incl. einer schwarzen Tragetasche, einer Sauerstoffmaske für Erwachsene und einem O₂-Schlauch und Druckminderer AEROWayFast 15.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
11923	249,00 €

Sauerstoff-Zubehör:

Sauerstoff-Inhalationsmaske für Babys



aus weichem transparentem Kunststoff, Nasenpartie anformbar, mit Kopfhaltband und Zuleitungsschlauch.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
7504	3,80 €

Sauerstoffgerät

Bestehend aus Sauerstoff-Flasche, regulierbarem Druckminderer, Sauerstoff-Maske mit Sparbeutel für Erwachsene, Sauerstoff-Verbindungsschlauch und Tragetasche. Direkte Verbindung zum Beatmungsbeutel ist dadurch möglich.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
7840	Sauerstoffgerät mit 1,0 ltr. Flasche 267,00 €
8082	Sauerstoffgerät mit 2,0 ltr. Flasche 295,00 €



OXIBAG® SCOUTPÄD. Sauerstoffgerät

Für die Pädiatrie ausgestattet mit OXY-WAY Fine III Druckminderer mit Inhalts- und Mengenmanometer für die Sauerstoff-Feindosierung von 0,5-3 l/min, sowie einer 0,8 l Sauerstoff-Flasche und Tasche. Inklusive O₂-Schlauch und Maske.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
8207	298,00 €



OXIBAG® HIT Sauerstoffgerät

Für die Pädiatrie ausgestattet mit OXY-WAY Fine III Druckminderer mit Inhalts- und Mengenmanometer für die Sauerstoff-Feindosierung von 0,5 - 3 l/min, sowie einer 2,0 l Sauerstoff-Flasche und Tasche. Inklusive O₂-Schlauch und Maske.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
9425	309,00 €



Druckminderer

Söhngen-Druckminderer mit einer individuell stufenlos einstellbaren Sauerstoff-Feindosierung von 0 - 15 l/min. Sie haben eine kompakte Bauart, eine große, übersichtliche Skala und eine mattverchromte, sandgestrahlte Oberfläche. Die Anschlussstülpe ist durch Handanschlussystem ohne Werkzeuge für alle Flaschenventile nach DIN 477-9 verwendbar.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
9152	145,00 €



Transport-Tasche für Sauerstoff-Geräte

Strapazierbare Tragetasche aus Kunstfasergewebe, Farbe orange, abwaschbar. Alle Kanten sind eingefasst, ein extra verstärkter Standboden und 4 Standfüßchen sorgen für Stabilität. Mit zwei stabilen Tragegriffen, Schultergurt und Reißverschluss. Größe: 430 x 320 x 180 mm.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
7842	32,20 €



PVC-Verbindungsschlauch

Zum Anschluss an ein Sauerstoffgerät. Länge 1,80 m.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
8386	3,50 €



Zur Info:

Die Sauerstoff-Flasche ist leer ?...

...Dann sprechen Sie bitte ein Krankenhaus in Ihrer Nähe an oder suchen Sie im Branchenverzeichnis unter der Rubrik Sauerstoff/ Gase den nächstgelegenen Abfüllbetrieb.

Was wann neu ? Prüfung...(TÜV)

Flasche:	10 Jahre
Füllung:	2 Jahre
Druckminderer:	4-5 Jahre
Filter-Schraube:	2 Jahre