

Atmos Elektrosauger C 161 Aspirator / DDS

- tragbarer Sekretsauger für den Einsatz auf Station und im Pflege-, Reha- und Geburtshausbereich
- Nachfolger für den weltweit am häufigsten eingesetzten Atemwegsauger Typ LC 16
- hohe Robustheit, einfache Handhabung, schneller Vakuumaufbau
- Saugleistung: 16 +/- 2 l/min
- Vakuum: -80 kPa / -600 mmHg
- stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsanzeige
- graduiertes Sekretbehälter 1 Liter
- Sekretbehälterdeckel mit 3-facher Übersaugersicherheit durch moderne Filtertechnologie, integrierten Übersaugerschutz und DDS (Direct-Docking-System)
- 1 DDS-Bakterienfilter
- Silikon-Saugschlauch Ø 6 mm, L = 1,30 m
- Schlauchverbinder (Fingertip)
- alle Schläuche und Sekretbehälterteile sterilisierbar bis 134°C
- Abmessungen: H 250 x B 255 x T 180 mm
- Netzbetrieb



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
11856	409,00 €

MonoVAC Sekret-Absaugpumpe

Manuell zu bedienende Sekret-Absaugpumpe mit hoher Sofort-Saugleistung bis zu 700 mbar. Wartungsfrei, standfest und betriebssicher. Blaues Pumpengehäuse aus ABS-Kunststoff. Einfache Handhabung über großflächiges, leichtgängiges Pedal zur Fuß- und Handbedienung. Fassungsvermögen der Sekretaufangflasche ca. 500 ml. Absaugschlauch 2-stufig und Fingertip-Absaugunterbrecher. Größe: 200 x 195 x 90 mm Gewicht: ca. 1000 g



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
8494	155,00 €

DuoVAC Sekret-Absaugpumpe

Sekretabsaugpumpe mit dualtem Betriebssystem: elektrisch oder manuell, einfach umschalten. Wartungsfrei, standfest und betriebssicher. Blaues Pumpengehäuse aus ABS-Kunststoff. Elektrischer Betrieb mit kontinuierlichem Sog durch 4,8 V-Antrieb, 4 NiCd-Zellen, wiederaufladbar. Manueller Betrieb durch Pedal. Unterdruck bis 700 mbar, Absaugleistung stufenlos einstellbar von 100-700 mbar für Kinder und Erwachsene, Absaugvolumen von 10-12 l/min. sind erreichbar. Fassungsvermögen der Sekretaufangflasche ca. 500 ml. Absaugschlauch 2-stufig und Fingertip-Absaugunterbrecher. Größe: 200 x 195 x 90 mm Gewicht: ca. 1600 g



Ladegerät

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
9959	299,00 €
9960 Ladegerät für DuoVAC	37,00 €

Fingertip

Zwischenstück für intermittierendes Absaugen



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
6750 1 Stück	0,90 €

Absaugkatheter

für Kleinkinder, 40 cm lang, Trichter farbige, gerade, Auge seitlich, einzeln steril verpackt



Verpackungseinheit: 10 Stk.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
9039 1,3 mm creme	3,25 €
3599 2,0 mm grün	3,25 €
9001 3,0 mm schwarz	3,25 €

Schleimabsauger Mucex Extractor

- Baby-Schleimabsauger
- einzeln steril verpackt
- Insbesondere für die Anwendung bei Neugeborenen geeignet.
- Auffangbehälter 45 ml
- die Saugleistung wird durch Ansaugen über den Mund gesteuert.



Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
5384	CH 10	2,05 €

Schleimabsauger Mucus

Extractor mit Doppelkammer 1 Seite offen, 1 Seite Trichteransatz, nach internationalem Farbcode, einzeln steril verpackt



Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
10089	CH 10 -schwarz	2,90 €

Mundkeil

konisch aus Weichgummi



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
4480	4,00 €