

Sterilisation

Heißluft-Sterilisator Typ 75

MELAG®



Die Methode der Sterilisation in Heißluft von 180°C ist ein anerkanntes Verfahren nach DIN 58 947. Alle Gegenstände aus anorganischen Stoffen, wie Metall, Glas, Porzellan, Steingut, Emaille etc. können so sterilisiert werden. Achtung: keine Tupfer, Textilien oder Gummi-Waren. Die Geräte sind bakteriologisch geprüft.

Der Umluft-Sterilisator Typ 75 ist mit einer Schaltuhr ausgerüstet. Nach Einschalten erfolgt vollautomatisch der Ablauf des gesamten Sterilisationsvorganges mit abschließender Stromausschaltung.

Abmessungen (B x H x T):

Innen 180 x 74 x 295 mm
Außen 310 x 260 x 375 mm
Einsatz 190 x 20 x 290 mm

wahlweise ausgestattet mit:

Halterung 1 = 2 Einsätze oder
Halterung 2 = 1 Einsatz
Gewicht 12 kg

TYP 75 mit Halterung 1, inkl. 1 Einsatztablett

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
7474	459,00 €

Autoklaven MELAtronic® 15EN/17EN/23EN

MELAG®



MELAtronic EN sind Autoklaven für die Sterilisation von massivem Sterilisiergut nach Europa-Norm 13060. Sie verfügen über 4 Sterilisationsprogramme.

Im Universalprogramm "S" und im Prionen-Programm "S" (beide 134°C) können kleinere Mengen massive, verpackte Instrumente sterilisiert werden.

Im Schnellprogramm "N" (134°C) können verpackte Instrumente in Betriebszeiten von 17-21 Minuten (ohne Trocknung) sterilisiert werden. Im Schonprogramm "N" können bei einer niedrigeren Temperatur von 121°C temperaturempfindliche, massive Instrumente (unverpackt) sterilisiert werden.

Die Autoklaven der MELAtronic EN Modellreihe arbeiten mit einem fraktionierten mikroprozessorgesteuerten Strömungsverfahren, dass die Restluft schnell reduziert um gesättigten Wasserdampf effektiv zu erreichen.

Über eine integrierte Wasserqualitätsmessung werden Gerät und Instrumente geschützt.

Die **BESSERE** Sterilisation für Ihr Instrumentarium. Durch das Schonprogramm "N" auch geeignet für Tupfer, Textilien oder Gummi-Waren.

MELAtronic 15EN:

Abmessungen: Außen (TxBxH): 50 x 44 x 33 cm
Kessel: Ø 15 x 38 cm, 7 Liter
Tablett (TxBxH): 35 x 12 x 2 cm (fasst 3 Tablett)
Gewicht: 19 kg
Max. Beladungsmenge: 2 kg massive Instrumente

Typ 15 incl. 1 Tablett, zzgl. Versandkosten
(Preise und Technische Daten der Modelle 17EN u. 23EN auf Anfrage)

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
3474	2.340,00 €

Einsatztablett für Melag Typ 15

- Gerät fasst 3 Stück

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
3478 1 Stück	33,00 €

Zubehör (Heißluft-Sterilisator Typ 75)

Best.-Nr.		Preis zzgl. MwSt.
7475	Einsatztablett	29,00 €
8394	Halterung 2	22,00 €

Sterilisationsfolie JR 7000

Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
6885	50 mm x 100 m	17,80 €
5988	100 mm x 100 m	29,10 €
6439	200 mm x 100 m	49,60 €

Sterilisier-Klebeband

- mit Indikator für Heißluft

Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
4062	1 Rolle à 50 m	14,80 €

Zubehör (Autoklav)

Steri-Klarsichtschlauch ohne Falte

Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
5272	50 mm x 200 m	16,50 €
4064	100 mm x 200 m	29,50 €
4065	150 mm x 200 m	41,50 €
4066	200 mm x 200 m	52,50 €

Steribeutel selbstklebend ohne Falte

- mit Indikator

- Packung mit 300 Stück

Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
4875	90 x 230 mm	21,90 €

Steribeutel selbstklebend ohne Falte

- mit Indikator

- Packung mit 200 Stück

Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
4053	135 x 260 mm	24,90 €
4055	135 x 355 mm	31,90 €
4998	190 x 330 mm	42,90 €

Sterilisier-Klebeband

- mit Indikator

- für Dampfsterilisation

Best.-Nr.	Größe	Preis zzgl. MwSt.
4061	1 Rolle à 50 m	3,95 €